

KULLANIM KILAVUZU (GÜNLÜK KULLAN-AT KONTAK LENSLER)



Bu kullanım kılavuzu, Bausch+Lomb günlük kullan-at hidrofilik yumuşak kontak lens kullanıcılarına, lenslerini nasıl kullanacaklarını ve bakımını nasıl yapacaklarını açıklamak için hazırlanmıştır.

Bu bilgiler, aşağıda verilen ürünler için geçerlidir:

ÜRÜN ADI	MATERYAL	SU İÇERİĞİ	AMBALAJ ÇÖZELTİSİ
SofLens® Daily Disposable Görünür Hafif Renkli Kontak Lensler	hilafilkon B	Ağırlığın %59'u	Boratla tamponlanmış poloksaminli salin
SofLens® Daily Disposable for Astigmatism Görünür Hafif Renkli Kontak Lensler			
Biotrue® ONEday Görünür Hafif Renkli Kontak Lensler	nezofilkon A	Ağırlığın %78'i	Boratla tamponlanmış poloksaminli salin
Biotrue® ONEday for Presbyopia Görünür Hafif Renkli Kontak Lensler			

Tanımlama ve Kullanım Uygulaması

Bu lensler günlük tek kullanım içindir ve her kullanım periyodu sonrasında atılmalıdır. Lenslerin temizlenmeden ve dezenfekte edilmeden tekrar kullanımları enfeksiyona ve/veya ciddi göz yaralanmalarına yol açabilir. Lens kullanım düzeni ve değiştirme zamanları konularında daima doktorunuzun tavsiyelerini uygulayınız.



Bu lensler steril olarak sunulur ve üretici tarafından en fazla 1 günlük bir takma periyodu öngörülmüştür. Lensler, buhar ile sterilize edilmişlerdir.

Ambalaj açık veya hasarlı ise KULLANMAYINIZ.

Takma ve Çıkarma Talimatları

Lensleri elinize almadan önce, her zaman ellerinizi parfümlü veya ilaçlı olmayan sabunla yıkayınız ve kurulayınız. Lensi doğru bir biçimde avucunuza koyduğunuzdan emin olunuz.



Lensi takmadan önce gözden geçiriniz. Hasarlı veya çizikse takmayınız.

Lensi çıkarmak için eliniz temiz ve kuru olmalıdır. Parmağınızla, lensi gözün beyaz tabakasına doğru kaydırınız ve lensi çıkarınız. Lens zor hareket ediyorsa nemlendirici damla kullanınız.

Lenslerinizin bakımı

- Gözlerinizin sağlığı için kullanım aralarında lenslerinizin kontak lens solüsyonu ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çok önemlidir.
- Lens bakım ürünü seçiminde üretici talimatlarına uyunuz ve sadece yumuşak kontak lens bakım ürünleri kullanınız.
- Her zaman, yeni ve son kullanma tarihi geçmemiş lens bakım solüsyonları kullanınız.
- Lensleri yıkamak, saklamak veya yeniden nemlendirmek için çeşme suyu, şişe suyu veya tükürük gibi sıvılar kullanmayınız.
- Lenslerinizi kullanmadığınız zaman, daima önerilen solüsyona tamamen batırılmış şekilde ve lens kabını sıkıca kapatarak saklayınız.
- Lenslerinizi kabından veya gözlerinizden çıkarırken asla sivri uçlu nesneler ve tırnak kullanmayınız.
- Lenslerinizi her temizleyişinizde lens kabınızı da temizlemeyi unutmayınız.
- Göz doktorunuzun önerisi doğrultusunda, kullanım zamanı bitiminde lenslerinizi mutlaka atınız.

Uyarılar ve önlemler

- Göz doktorunuzun önerdiği kullanım planına ve temizlik kurallarına uymamak, göz enfeksiyonu riskini artırabilir.
- Lensleriniz günlük kullanım için önerilmişse, uyurken takmayınız.

Aşağıdaki durumlarda kontak lens kullanmayınız:

- Alerji, yanma, enfeksiyon, gözde veya etrafında kızarıklık
- Göz kuruluğu (yetersiz göz yaşı sıvısı)
- Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi gözleri de etkileyen sağlık sorunları
- Gözleri etkileyen herhangi bir sistemik hastalık

Aşağıdaki durumlarda kontak lens kullanmadan önce göz doktorunuza danışınız:

- Yüzerken ya da diğer su sporlarını yaparken
- Aşırı kuru veya tozlu ortamlarda
- Göz ilacı kullanırken

Aşağıdaki durumlar, lens kullanımı sırasında görülebilecek olası istenmeyen etkilerdir. Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, lenslerinizi derhal çıkartınız:

- Gözde batma, yanma, kaşınma, tahriş veya gözde ağrı • Daha önceki kullanıma göre konfor azalması
- Gözde beklenmeyen salgılar veya aşırı sulanma • Gözlerde kızarıklık • Şiddetli ve sürekli göz kuruluğu
- Azalan veya bulanık görüş • Işık etrafında gökkuşağı veya hare • Işığa duyarlılık

Eğer bu belirtiler, lensi çıkardıktan, temizleyip yeniden taktıktan veya yeni bir lens taktıktan sonra da devam ediyorsa, lenslerinizi çıkarınız ve göz doktorunuza danışınız. Eğer bu durumları gözardı ederseniz, bu belirtiler daha büyük sorunlara yol açabilirler.

Biotrue® ONEday (nezofilkon A) Kontak Lensler için ilave uyarılar ve önlemler

Uyarı: UV absorbe eden kontak lensler, UV absorbe eden maske gözlüklerin veya güneş gözlüklerinin YERİNE KULLANILMAZ. Çünkü, gözü ve çevresindeki alanı tamamen kaplamamaktadırlar. Talimatlara uygun olarak, UV absorbe eden gözlük kullanmaya devam etmelisiniz.

Not:uzun süre UV ışınlarına maruz kalmak katarakt ile ilişkili risk faktörlerinden birisidir. Bu maruziyet, çevresel koşullar (rakım, coğrafya, bulut tabakası) ve kişisel faktörler (dış aktivitelerin süresi ve tipi) gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. UV bloke eden kontak lensler zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlamaya yardımcı eder.

Not: UV ışınlarına maruz kalmakla ilişkili olan oküler rahatsızlıklarının önlenmesinde veya insidansının azaltılmasında UV absorbe edici kontak lenslerin takılmasının etkinliği günümüzde belirlenmemiştir. UV bloke edici kontak lenslerin takılmasının katarakt veya diğer göz rahatsızlıklarının gelişme riskini azalttığını gösteren klinik çalışmalar yapılmamıştır. Daha detaylı bilgi için göz doktorunuza başvurunuz.

Beklenmeyen bir yan etki/olumsuz olay görüldüğünde pv.turkey@bausch.com adresine e-mail yoluyla, +90(212) 283 0330 numarasına faks göndererek veya +90(212) 371 8200 telefon numarasını arayarak bildirebilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK GÖZ DOKTORUNUZA DANIŞINIZ. Kontak Lenslerinizi DOKTOR REÇETESİ İLE SATIN ALINIZ.

İthalatçı Firma: Bausch&Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş. Metrocity İş Merkezi Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. No:4 Kat:3 Esentepe-Şişli/İstanbul **Telefon:** 0212 371 8200 **Faks:** 0212 283 0330

www.bausch.com.tr

Etiket ve kutudaki sembollerin referans kılavuzu



94/62/EC'ye göre atık yönetimi ödenmiştir.



Bausch & Lomb Incorporated 1400 North Goodman Street Rochester NY 14609 ABD



Bausch & Lomb Incorporated 106 London Road Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK



CE uygunluk işareti ve uygun birim numarasını gösterir.



Tekrar kullanmayınız.



Isı sınırlaması.

®/TM , Bausch & Lomb Incorporated'in tescilli markasını gösterir.

© Bausch & Lomb Incorporated

8095301

Son güncelleme tarihi: 07.03.2017



8 699856 710137