

BU KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

BAUSCH + LOMB

ReNu MultiPlus®
çok amaçlı solüsyon

TALİMATLAR: Günlük olarak temizlemek, dezenfekte etmek ve proteinleri yok etmek için lütfen bu basit adımları takip edin.

ADIM 1:

Lenslerin her iki yüzüne 3 damla ReNu MultiPlus çok amaçlı solüsyon damlatın ve 20 saniye süreyle yumuşak şekilde ovalayın.

ADIM 2:

Lenslerin her iki yüzünü 5 saniye süreyle ReNu MultiPlus çok amaçlı solüsyon ile durulayın.

ADIM 3:

Temizlenmiş kontak lensleri lens kabına yerleştirin ve taze ReNu MultiPlus çok-amaçlı solüsyon ile doldurun. En az 4 saat süreyle ıslatın. Her zaman taze solüsyon kullanmayı unutmayın.

Lensleriniz şimdi kullanıma hazır. Salin ile durulama gerekmemektedir. Eğer lensler üzerinde herhangi bir tortu kalmışsa, takmadan önce ReNu çok amaçlı solüsyon ile durulayın.

Her zaman göz doktorunuzun talimatlarını izleyin. Gözyaşınızın kendine has kimyasına ve lens takma programınıza dayalı olarak, göz doktorunuz ek ürün veya prosedürler önerebilir.

SAKLAMA:

Lenslerinizi 30 gün süreyle onları takmaya hazır oluncaya kadar açılmamış lens kutusunda saklayabilirsiniz.

İÇERİKLER:

HYDRANATE® (hidroksilalkilfosfonat) %0.03, borik asit, edetat disodyum, %1 poloksamin, sodyum borat ve sodyum klorid içeren steril, izotonik bir solüsyon; %0.0001 DYMED™ (poliaminopropil biguanid) ile korunmaktadır.

EYLEM:

Yumuşak lenslerden tabaka, protein, diğer birikinti ve tortuları temizler, şeker ve yok eder. Lens yüzeyindeki zararlı mikroorganizmaları yok eder. Lensleri takmadan önce durular, saklar ve nemlendirir.

ENDİKASYONLAR (Kullanım):

BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus çok amaçlı solüsyonu göz doktorunuzca tavsiye edilen yumuşak (hidrofilik) kontakt lenslerin günlük kullanım, protein birikintilerinin temizlenmesi, durulama, kimyasal dezenfekte (ısı olmadan) ve saklanması için endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI (kullanmama nedenleri):

Bu üründeki herhangi bir maddeye alerjiniz olması durumunda, kullanmayınız.

UYARI: KONTAK LENS VE LENS BAKIM ÜRÜNLERİNDE SORUNLAR KORNEA ENFEKSİYONU VE/VEYA ÜLSERLE SONUÇLANARAK GÖRÜŞ KAYBINA YOL AÇABİLİR.

Lens ve lens kapları dâhil lens bakım ürünlerinin uygun kullanımı için etiket üzerinde yer alan tüm talimatlara uymanız önem taşımaktadır.

Kornea ülserleri dâhil göz problemleri hızla gelişip, görüş kaybına yol açabilir. Günlük kullanılan lensler gece boyunca kullanılmamalı veya uyurken takılmamalıdır. Klinik araştırmalar bu lenslerin gece boyunca kullanıldığında ciddi yan etki riskinin arttığını göstermiştir. Uzun süreli lensler, temizleme ve dezenfekte için veya göz doktorunuzca düzenlenen programa göre yenileriyle değiştirilmelidir. Klinik çalışmalar, günlük kullanılan lenslere kıyasla uzun ömürlü lenslerde ciddi ters etki vakalarında bir artış göstermiştir. Çalışmalar ayrıca ciddi yan etki riskinin, uzun ömürlü lenslerin temizleme ve dezenfekte için çıkarılmadan veya yenileriyle değiştirilmeden daha uzun süre

kullanılması durumunda arttığını da göstermiştir. Çalışmalar, sigara içenlerde yan etki riskinin daha da arttığını göstermiştir. Gözlerinizde rahatsızlık, aşırı göz yaşarması, görüşte değişiklik, kırmızılık yaşıyorsanız hemen göz doktorunuza başvurunuz. Kontak lens kullanıcılarının yılda iki kez veya talimat verilmişse daha sıklıkla göz hekimlerine başvurmaları tavsiye olunur.

Lenslerinizi saklarken lens kabınızı her seferinde taze solüsyonla doldurun. Asla eski solüsyonu tekrar kullanmayın, eski solüsyon üzerine ekleme yapmayın. Lensi kabından çıkarır çıkarmaz lens kabındaki solüsyonu dökün. Lenslerinizi musluk suyu, şişelenmiş ya da damıtılmış herhangi bir su veya steril olmayan bir solüsyonla temas ettirmemeli; lenslerinizi bunlarla durulamamalısınız.

Lens kabınızı boşaltın ve daha sonra ReNu MultiPlus çok amaçlı solüsyon ile temizleyip durulayın. Lenslerinizi her çıkardığınızda, lens kabınızı hava ile kurumaya bırakın. Fazla solüsyonun akmasını sağlamak için hava ile kurutma sırasında lens kabınızı tersine çevirebilirsiniz. Lens kabınız her ay değiştirin.

Uyarı: Her kullanımdan sonra lens kabındaki solüsyonu boşaltmamak, veya lenslerin bakımı için su kullanmak göz yaralanması ya da potansiyel görme kaybıyla sonuçlanabilecek bir kirlenmeye yol açabilir. Önemli güvenlik bilgileri için ekli talimatlara bakınız.

ÖNLEMLER:

- Kullanım için her zaman ürün talimatlarını izleyiniz. Ürün talimatlarına uymamak görüş kaybına yol açabilir.
- Göz doktorunuzu düzenli olarak ziyaret edin.
- Lenslere dokunmadan önce ellerinizi her zaman yıkayıp, durulayın.
- Lensler veya lens kaplarında musluk suyu, şişe su veya tükürük kullanmayın.
- Lensleri temizlemek ve dezenfekte etmek için sadece taze solüsyon kullanın.
- Lensleri her dezenfekte ettiğinizde lens kabında kalan solüsyonu dökün.
- Tuzlu su veya nemlendirme damlaları lenslerinizi dezenfekte etmez.
- Solüsyon ve lenslerinizi her zaman talimatlara uygun olarak değiştirin.
- Lens kabınızı her zaman ayda bir değiştirin.
- Kirlilikten kaçınmak için, şişenin ağzını hiçbir yüzeye dokundurmeyin. Kullanımdan sonra kapağını hemen kapatın.
- Doktor gözetimi altında olmadıkça bu solüsyonu herhangi bir göz ilacı ile birlikte kullanmayın.
- Isı (termal) dezenfeksiyonda kullanım için değildir.
- Kullanmadığınız zamanlarda şişeyi sıkıca kapalı tutun
- Kutu veya şişe üzerindeki son kullanma tarihinden önce tüketin.
- Açıldıktan 90 gün sonra, varsa, kalan solüsyonu dökün.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
- Oda sıcaklığında saklayın.

ÖNEMLİ: Eğer tahriş veya aşırı yaşarma meydana gelirse, uzun sürer veya artarsa veya görüşte bozulma gerçekleşirse kullanmayı bırakın ve hemen göz doktorunuza danışın.

Basım Tarihi: 2019-02



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate, Waterford, X91 V383, Ireland

* are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch & Lomb Incorporated

STERILE A

Made in Italy.
www.bausch.com

CE 0050

184084731W-01
P1ALHUTR02